


# SRソフトビジョン(足圧版)クイックガイド

## 梱包一覧



SR ソフトビジョン (足圧版)



保管箱



クイックガイド (本書)

## 動作環境

お使いになるパソコンは、下記の性能以上のものを推奨いたします。

- CPU : Intel® Core™ i3 相当以上
- Memory : 2GB 以上
- OS : Windows® 7 SP1  
Windows® 8.1  
Windows® 10  
Windows® 11  
※日本語版のみ
- Visual C++ : Visual C++ 2012 ランタイムが正常にインストールされ動作すること  
2012 ランタイム
- USB : 正常に使用できる USB ポート (USB 2.0 規格)
- 画面解像度 : 1024 × 768 以上

全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

## 商標について

- Microsoft®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows® 11、Windows Media Playerは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe®、Adobe® Reader®、Flash Player は Adobe Systems Incorporated の米国および他の国における登録商標です。
- Intel®、Intel® Core™ i3 は Intel Corporation の米国および他の国における登録商標です。
- Smart Rubber® は、住友理工株式会社の登録商標です。
- その他住友理工製品および関連資料等に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

■ SR ソフトビジョン (足圧版) を安全にお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読みください。

## 取扱説明書、ビューワーソフトウェアのダウンロード


### 1 ホームページへアクセスする

以下の専用ダウンロードページにアクセスします  
[https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/download\\_soft/download\\_soft.php](https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/download_soft/download_soft.php)

### 2 シリアル番号を入力する

本体裏面にあるシリアル番号を入力します。

シリアル番号はセンサー裏面に記載しています




シリアル番号を入力してください。(半角英数、ハイフン不要)

必須



### 3 ダウンロードしたファイルは PC に保管してください



setup.exe

ビューワーソフトウェア



SRソフトビジョン足圧版取扱説明書.pdf 取扱説明書

SR ソフトビジョンを安全にお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

### 4 以下、取扱説明書 P11 ~ 13 の手順に従ってインストールする

ビューワーソフトウェアをご使用になるには、ビューワーソフトウェアのインストールが必要です。

# SRソフトビジョン(足圧版)クイックガイド

## 使用許諾契約書

この使用許諾契約書は、お客様と住友理工株式会社（以下、「弊社」といいます。）との間に締結される契約です（以下、「本契約」といいます。）。ご使用になる前に、本契約をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアをコンピュータへインストール、コピーまたは使用（以下、「インストール等」といいます。）することによって、お客様は、本契約のすべての条項に同意されたものとします。

- 定義
  - 「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに弊社がお客様に提供する「SR ソフトビジョン (足圧版)」という名称のビューワーソフトウェアのプログラムをいいます。
- 使用許諾の内容・範囲

弊社は、お客様に対し、本契約の定める条件の下で、本ソフトウェアに関し、日本国内における非独占かつ譲渡不能の下記権利を許諾します。

記

  - お客様は、本ソフトウェアを一台のコンピュータ上でのみ使用できます。
  - お客様は、バックアップ目的で、本ソフトウェアの複製物を 1 個に限り、作成することができます。当該複製物にも、本契約の各条項が適用されるものとします。
- 著作権
  - 本ソフトウェア及びその取扱説明書等の文書に関する著作権およびその他の知的財産権は弊社に帰属します。
- 禁止事項
  - お客様は、第三者に対し、本ソフトウェアを販売、再使用許諾、貸与、譲渡およびこれに類する行為をすることはできません。
  - お客様は、本ソフトウェアを改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。
- 免責事項
  - 本ソフトウェアの不具合が、火災もしくは地震等の不可抗力または第三者による行為もしくはお客様の故意・過失により生じた場合、弊社は、責任を負わないものとします。
  - 弊社は、明示・黙示を問わず、本ソフトウェアに関し、商品性および特定の目的に対する適合性その他の保証を一切いたしません。
  - 本ソフトウェアのインストール等に関連してお客様に損害が発生した場合、弊社は、その損害に対し、責任を負わないものとします。
- 有効期間
  - 本契約は、お客様が本ソフトウェアをインストール等したときから有効となり、解除される場合を除き、期間の定めなく、本ソフトウェアを使用することができます。
- 契約解除
  - お客様が本契約の各条項のいずれかに違反した場合、弊社は、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、お客様は、本ソフトウェアを以後使用することができなくなります。
- 準拠法
  - 本契約は、日本国法を準拠法にするものとします。
- その他
  - お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり「外国為替及び外国貿易法」、「輸出貿易管理令」その他の日本国の輸出関連法規を遵守するものとします。

## 保証書

### 〈無償修理規定〉

- 日本国内において取扱説明書の記載内容に基づいた使用状態で、保証期間内に故障した場合に無料修理をさせていただきます。
- 無料修理をご依頼になる場合には、本書と商品および購入日時を証明できる書類（レシート等）をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間を過ぎたときは、有料で修理させていただきます。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、無償修理規定の対象外とさせていただき、修理をする場合には有料とさせていただきます。
  - 取扱説明書の内容に反する使用を行った場合、および不当な修理や改造による故障および損傷の場合
  - 購入日時を証明できる書類（レシート等）がない場合
  - 火災、天災等による故障および損傷
  - 保証書の提示がない場合
  - 弊社での調査により、商品に異常が認められなかった場合
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合
  - 日本国外において商品を使用した場合
- 本書は再発行致しませんので、紛失なさいませんように大切に保管してください。

機種名	SR ソフトビジョン (足圧版)
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
書類貼付欄	（紛失等を防ぐため、購入日時を証明できる書類は当該欄に貼付ください）
製品シリアル No.	（製品本体に記載）

〒 485-8550 愛知県小牧市東三丁目 1 番地  
tri-health-contact@jp.sumitomoriko.com  
ホームページ: <http://www.sumitomoriko.co.jp>

 住友理工株式会社