


SRソフトビジョン ソフトウェア開発キット



○ 商品コンセプト

- 圧分布をお客様が作成したアプリケーションへ取り込むことができます

ソフトウェア開発キット



○ 特徴

- DLL (ライブラリ) の組込と操作で圧力分布を取得できます
- 圧力分布を使用した独自の表示や他デバイスと連動したアプリケーション開発が可能になります

住友理工株式会社

住友理工株式会社 健康介護事業室 Tel:0120-93-1910

<http://www.sumitomoriko.com/product/health/>

Email tri-health-contact@jp.sumitomoriko.com

○仕様

使用コンピュータは下記環境以上を推奨いたします。

※全ての環境での動作を保証するものではありません

対象SRソフトビジョン	SRソフトビジョン(数値版)(半身版) SRソフトビジョン(全身版)(足圧版)
CPU	Intel®Core™ i5-2520M 2.50GHz 相当以上
Memory	2GB以上
OS	Windows®
USB	USB2.0インターフェース

ソフトウェア開発キットの収録内容

通信DLL(cSrComOtrl.dll)(32bit のみ対応)
通信DLLインターフェース仕様書
SRソフトビジョン(数値版/全身版/半身版/足圧版)用 USBドライバ
サンプルビューワー実行ファイルおよびプロジェクト
サンプルビューワー操作マニュアル

○ダウンロード

SRソフトビジョンをお持ちの方は、
当社Webページからダウンロードできます



https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/download_soft/download_soft.php

ソフトウェア開発キットに含まれる内容は、再配布できません。
ソフトウェア開発キットはWindows OS向けです。製品はソフトウェア開発キットに含まれません。
全ての環境での動作を保証するものではありません。住友理工製品および関連資料等にきさいされている
R記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。

2021年11月



住友理工株式会社 健康介護事業室 Tel:0120-93-1910
<http://www.sumitomoriko.com/product/health/>
Email tri-health-contact@jp.sumitomoriko.com