

SR無線化ユニットは、以下の表示端末での動作を確認しています。

※SR無線化ユニットは、住友理工株式会社の製品です

※SR無線化ユニットは、「SRソフトビジョン（数値版）」及び「胸骨圧迫 訓練評価システム しんのすけくん」と合わせてご使用いただく製品です










※本資料に記載した内容は、独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。










※動作確認端末であっても、OSのアップデートや端末の特別な設定等により、動作しない、また、今後動作しなくなる場合があります










※端末により、画面レイアウトが異なるため、画面全体に表示されないことがあります

※下記の一覧に掲載されていない通信端末について、個別の動作確認は承っておりません

※会社名及び製品名は、各社の商標、または登録商標です

メーカー	機種 (品名)	OS バージョン	Google Chrome バージョン	SRソフトビジョン 画面レイアウト		しんのすけくん 画面レイアウト
HUAWEI	MediaPad T5	Android 8.0.0	71.0.3578.99			
HUAWEI	P10 Plus	Android 8.0.0	77.0.3865.92			
LENOVO	YOGA TAB 3 PLUS	Android 7.1.1	75.0.3770.143			

メーカー	機種 (品名)	OS バージョン	Google Chrome バージョン	SRソフトビジョン 画面レイアウト		しんのすけくん 画面レイアウト
Apple	iPod touch	iOS 12.3.1	74.0.3729.155			
Apple	iPad Air2	iOS 11.2.6	76.0.3809.123			
Apple	iPad Pro	iOS 12.3.1	78.0.3904.84			

メーカー	機種 (品名)	OS バージョン	Google Chrome バージョン	SRソフトビジョン	画面レイアウト	しんのすけくん 画面レイアウト
DELL	VOSTRO 2521	Windows 7 Professional 32bit	78.0.3904.108			
M- WORKS	MW- WPC01	Windows 10 Home 32bit	78.0.3904.108			
Microsoft	Surface Go	Windows 10 Pro 64bit	78.0.3904.97			

※パソコンでご利用になる場合は、ブラウザ（Google Chrome）を全画面表示にせず、適した縦横比で表示させることにより、圧力分布表示画面を最大化することができます。